

穿刺培养基

产品简介:

穿刺培养基属于保存培养基,主要用于细菌保存。Leagene 穿刺培养基主要由胰蛋白酶、酵母提取物、氯化钠、琼脂等组成,独立包装,经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CM0040	CM0040	Storage
	穿刺培养基		10×2ml	50×2ml
使用说明书			1份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作,接种菌种。

注意事项:

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24个月有效。低温运输,按要求保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
CM0002	LB Lennox 培养基
CM0025	SOC 培养基(PH7.0)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
TC0699	葡植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)